

## 管柱你的預算 關不住你的解析度



品項全面 · 品管嚴格 · 性能穩定



高重現性  
結果可靠



高惰性  
低流失、低吸附



高靈敏度  
層析效果佳



寬溫耐受  
穩定性優異



專業支援  
技術服務

### 常規 GsBP 固定相類型

Stationary phase	Composite	Temperature limit °C
GsBP-1, GsBP-1MS	100% 二甲基聚矽氧烷	-60 至 325/350
GsBP-5, GsBP-5MS	95% 二甲基 / 5% 二苯基聚矽氧烷	-60 至 325/350
GsBP-XLB (專利產品)	專利產品	-60 至 325/350
GsBP-35MS	65% 二甲基 / 35% 二苯基聚矽氧烷	-20 至 320/340
GsBP-50+MS	50% 二苯基 / 50% 二甲基聚矽氧烷	20 至 320/340
GsBP-1301 / GsBP-624 / GsBP-VMS	約 6% 氟丙基苯基 / 94% 二甲基聚矽氧烷	-20 至 260/280
GsBP-1701 / GsBP-1701-MS	14% 氟丙基苯基 / 86% 二甲基聚矽氧烷	-20 至 280/300
GsBP-Inowax / GsBP-Inowax-MS	交聯型聚乙二醇 (PEG)	40 至 260/280
GsBP-FFAP	PEG 酸性修飾	40 至 260/280
GsBP-225	50% 氟丙基苯基 / 50% 苯基甲基聚矽氧烷	40 至 240/260
GsBP-FAME	高含量氟丙基苯基聚矽氧烷	20 至 260
GsBP-PLOT Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> / "KCI", "S", "M"	氯化鉀·硫酸鉀 · 改質氧化鋁	-60 至 200/250
GsBP-PLOT Molesieve 5A	沸石分子篩 · 5A	-60 至 300
GsBP-PLOT Q	鍵結的聚苯乙烯-二乙烯基苯 (DVB)	-60 至 260/280
GsBP-PLOT U	鍵結的二乙烯基苯/乙二醇二甲基丙烯酸酯	-60 至 200/210
GsBP-PLOT GasPro	改質多孔矽層	-60 至 300
GsBP-PLOT Carbon	多孔碳材	-60 至 350

### 精選熱門 GC 管柱推薦

型號	規格 (m × mm × μm)	特色	優惠價 (NT\$)
GsBP-1 0153-3010	30m × 0.53mm × 1.00μm	高惰性 低流失 · 高柱容量	20,000
GsBP-1HT 0132-3001HT	30m × 0.32mm × 0.10μm	高溫耐受 400°C 與低流失	22,000
GsBP-5MSInert 1525-3002UI	30m × 0.25mm × 0.25μm	質譜儀專用 高溫時低流失	18,000
GsBP-624 6253-3030	30m × 0.53mm × 3.00μm	強效阻留 極易揮發組分	21,000
GsBP-624Inert 6225-6014UI	60m × 0.25mm × 1.40μm	抑制活性位點 對稱峰形不拖尾	34,000
GsBP-INOWAX 2053-3010	30m × 0.53mm × 1.00μm	極性化合物 有極佳的分離能力	20,000
GsBP-Wax-AQ-MS 2625-3002MS	30m × 0.25mm × 0.25μm	極性管柱 耐水 · 壽命長	19,000

#### GsBP-生物乙醇分析 氣相層析管柱




- 生物乙醇
- 燃料乙醇
- 酒類分析

#### 新型 GsBP Wax-AQ 氣相層析管柱



- 極性管柱
- 耐水性佳
- 壽命長

#### 亞硝酸胺測定 氣相層析管柱



- 亞硝酸胺分析
- 高靈敏度
- 專業可靠

管柱全面優惠中!  
提供客製化需求

活動期限

即日起 ~ 115.07.31



致寬科技股份有限公司  
Widetron Technologies Corp.

Tel : 06-2891943 分機 104羅小姐

Fax : 06-2891743

701 台南市東區中華東路二段 77 號 8F-2

